




Allergenkatalog 2011 / 2012

- ▷ Lösliche Allergene
- ▷ Allergenscheiben
- ▷ Biotinylierte Allergene
- ▷ Rekombinante Allergene

Alle aufgeführten Allergene sind als Einzelallergene für alle spezifischen BDL Testsysteme verfügbar:

BDL Kit: Spezifisches IgE



BDL Kit: Spezifisches IgG1-4

BDL Kit: Spezifisches IgG

Baumpollen.....	Seite 3
Gräserpollen.....	Seite 4
Kräuter und Blumenpollen.....	Seite 5
Nahrungsmittel.....	Seite 6-9
Gewürze.....	Seite 10
Schimmelpilze.....	Seite 11
Tierallergene.....	Seite 12-13
Milben.....	Seite 14
Beruf und Hobby.....	Seite 15
Insektengifte.....	Seite 16
Medikamente.....	Seite 17-18
Metalle und Chemikalien.....	Seite 19
Parasiten und Bakterien.....	Seite 20
Rekombinante Allergene.....	Seite 21



BAUMPOLLEN

Code	Allergen (german)	Allergen (english)	Verfügbarkeit		
			in Lösung	Allergenscheibe	biotinyliert
t 001	Ahorn	Sycamore	x	x	x
t 002	Erle	Alder	x	x	x
t 003	Birke	Birch (Wart birch)	x	x	x
t 004	Hasel (Pollen)	Wart birch	x	x	x
t 005	Buche	Hazel	x	x	x
t 006	Sadebaum / Wacholder	Beech	x	x	x
t 006	Wacholder / Sadebaum	Juniper / Savin tree	x	x	x
t 007	Eiche (Pollen)	Oak	x	x	x
t 008	Ulme	Elm	x	x	x
t 009	Olive	Olive	x	x	x
t 010	Walnuß (Pollen)	Walnut	x	x	x
t 011	Platane	Plane tree	x	x	x
t 012	Salweide	Sallow willow	x	x	x
t 013	Jasmin	Jasmin	x	x	x
t 014	Pappel	Poplar	x	x	x
t 015	Esche	Ash	x	x	x
t 016	Kiefer	Scots (Forest) pine	x	x	x
t 017	Roßkastanie	Chestnut = Horse chestnut	x	x	x
t 018	Eukalyptus	Eucalyptus	x	x	x
t 019	Mimose	Mimosa	x	x	x
t 020	Liguster	Privet	x	x	x
t 021	Flieder	Lilac, common	x	x	x
t 022	Weißdom	Hawthorn	x	x	x
t 023	Zypresse	Cypress	x	x	x
t 024	Zeder (Pollen)	Cedar	x	x	x
t 025	Goldregen	Laburnum	x	x	x
t 026	Holunder	Elder	x	x	x
t 027	Linde	Lime	x	x	x
t 028	Falsche Akazie = Robinie	Robinia = False acacia	x	x	x
t 029	Kirsche (Pollen)	Cherry	x	x	x
t 030	Mesquite	Mesquite	x	x	x
t 031	Melaleucabaum	Melaleuca tree	x	x	x
t 032	Orange (Pollen)	Orange	x	x	x
t 034	Fichte (Pollen)	Lombard poplar	x	x	x
t 035	Mandel (Pollen)	Spruce	x	x	x

* Allergen gelöst in Stabilisierungspuffer

**Allergen gebunden an chemisch aktivierte Allergenscheibe

Code	Sammelscheiben	Mixes
Tx1	Baumpollen, früh	Tree Pollens, early
	t2 Erle	t2 Alder
	t4 Hasel	t4 Hazel
	t14 Pappel	t14 Poplar
	t12 Eiche	t12 Oak
	t8 Ulme	t8 Elm
Tx2	Baumpollen, spät	Tree Pollens, late
	t1 Ahorn	t1 Sycamore
	t3 Birke	t3 Birch
	t5 Buche	t5 Beech
	t7 Eiche	t7 Oak
	t10 Walnuss	t10 Walnut



GRÄSERPOLLEN

Code	Allergen (german)	Allergen (english)	Verfügbarkeit		
			in Lösung	Allergenscheibe	biotinyliert
g 01	Ruchgras	Sweet-scented vernal grass	x	x	x
g 02	Hundszahngras	Bermuda (Dog tooth) grass	x	x	x
g 03	Knäuelgras	Orchard grass (Cocksfoot grass)	x	x	x
g 04	Wiesenschwingel	Meadow fescue grass	x	x	x
g 05	Lolch	Ryegrass (Darnel)	x	x	x
g 06	Lieschgras	Timothy grass	x	x	x
g 07	Schilf	Reed	x	x	x
g 08	Wiesenrispengras	Meadow (Reed) grass	x	x	x
g 09	Weißes Straußgras	Bent grass, white	x	x	x
g 11	Trespe	Brome grass (Hungarian)	x	x	x
g 12	Roggen	Rye	x	x	x
g 13	Wolliges Honiggras	Woolly holcus	x	x	x
g 14	Hafer	Oats	x	x	x
g 15	Weizen	Wheat	x	x	x
g 16	Wiesenfuchsschwanz	Meadow foxtail grass	x	x	x
g 17	Bahia gras	Bahia grass	x	x	x
g 18	Gerste	Barley	x	x	x
g 19	Kammgras	Crested dog's tail grass	x	x	x
g 20	Mais	Maize	x	x	x
g 21	Quecke	Couche grass	x	x	x
g 22	Einjähriges Rispengras	Meadow (Reed) grass, annual	x	x	x
g 33	Capin melao	Capin melao	x	x	x
g 70	Haargerste	Sea lime grass	x	x	x
g 71	Glatthafer	Oat grass	x	x	x
g 74	Rohrglanzgras	Reed canary grass	x	x	x
g 75	Mäusegerste	Squirrel-tail grass	x	x	x

* Allergen gelöst in Stabilisierungspuffer

**Allergen gebunden an chemisch aktivierte Allergenscheibe

Code	Sammelscheiben	Mixes
gx 1	Gräserpollen, früh g3 Knäulgras g5 Lolch g6 Lieschgras g8 Rispengras g4 Wiesenschwingel	Grass Pollens, early g3 Orchard grass (Cocksfoot grass) g5 Ryegrass (Darnel) g6 Timothy grass g8 Meadow (Reed) grass g4 Meadow fescue grass
gx 2	Gräserpollen, spät g5 Lolch g12 Roggen g1 Ruchgras g7 Schilf g13 Honiggras	Grass Pollens, late g5 Ryegrass (Darnel) g12 Rye g1 Sweet-scented vernal grass g7 Reed g13 Woolly holcus
Gx4	Getreidepollen g18 Gerste g14 Hafer g20 Mais g12 Roggen g15 Weizen	Grain Pollens g18 Barley g14 Oat g20 Maize g12 Rye g15 Wheat



KRÄUTER UND BLUMENPOLLEN

Code	Allergen (german)	Allergen (english)	Verfügbarkeit		
			in Lösung	Allergenscheibe	biotinyliert
w 01	Ambrosie, echte (Traubenkraut)	Ambrosia, mugwort-leaved	x	x	x
w 02	Ambrosie, ausdauernde	Ambrosia, perennial	x	x	x
w 03	Ambrosie, dreilappige	Ambrosia, three-lobed	x	x	x
w 04	Ambrosie, falsche	Ambrosia, false	x	x	x
w 05	Wermut	Wormwood (Artemisia pontica)	x	x	x
w 06	Beifuß	Wormwood (Artemisia vulgaris)	x	x	x
w 07	Margerite	Marguerite	x	x	x
w 08	Löwenzahn	Dandelion	x	x	x
w 09	Spitzwegerich	Ribwort	x	x	x
w 10	Gänsefuß, weißer	Goosefoot, white	x	x	x
w 11	Salzkraut	Salt wort	x	x	x
w 12	Goldrute	Golden rod	x	x	x
w 13	Spitzklette	Burweed	x	x	x
w 14	Fuchsschwanz	Foxtail	x	x	x
w 15	Melde	Orach	x	x	x
w 16	Weidenröschen	Pasture rose	x	x	x
w 17	Aster	Aster	x	x	x
w 18	Sauerampfer	Sorrel	x	x	x
w 19	Glaskraut, ausgebreitetes	Glasswort, spreading	x	x	x
w 20	Brennessel	Stinging nettle	x	x	x
w 21	Glaskraut, aufrechtes	Wall pellitory, upright	x	x	x
w 22	Chrysantheme	Chrysanthemum	x	x	x
w 23	Dahlie	Dahlia	x	x	x
w 25	Kamille, echte	Camomile, genuine	x	x	x
w 26	Narzisse	Narcissus	x	x	x
w 27	Nelke	Pink carnation	x	x	x
w 28	Rose	Rose	x	x	x
w 29	Sonnenblume	Sunflower	x	x	x
w 30	Tulpe	Tulip	x	x	x
w 31	Heidekraut	Heather	x	x	x
w 32	Raps	Rape	x	x	x
w 33	Malve	Mallow	x	x	x
w 34	Klee	Clover	x	x	x
w 35	Geranie	Geranium	x	x	x
w 36	Primel	Primrose	x	x	x

* Allergen gelöst in Stabilisierungspuffer

**Allergen gebunden an chemisch aktivierte Allergenscheibe

Code	Sammelscheiben	Mixes	Code	Sammelscheiben	Mixes
wx1	Kräuterpollen 1 w1 Ambrosie w6 Beifuß w12 Goldrute w8 Löwenzahn w7 Margerite	Herb Pollens 1 w1 Ambrosia w6 Wormwood w12 Golden rod w8 Dandelion w7 Marguerite	wx4	Blumenpollen 1 w7 Magerite w17 Aster w22 Chrysantheme w23 Dahlie	Flower Pollens 1 w7 Marguerite w17 Aster w22 Chrysanthemum w23 Dahlia
wx2	Kräuterpollen 2 w9 Spitzwegerich w10 Weißer Gänsefuß w11 Salzkraut	Herb Pollens 2 w9 Ribwort w10 White Goosefoot w11 Salt wort	wx5	Blumenpollen 2 w30 Tulpe w35 Geranie w36 Primel w40 Hyazinthe	Flower Pollens 2 w30 Tulip w35 Geranium w36 Primrose w40 Hyacinth
wx3	Kräuterpollen 3 w9 Spitzwegerich w6 Beifuß w20 Brennessel w10 Gänsefuß	Herb Pollens 3 w9 Ribwort w6 Wormwood w20 Stinging nettle w10 White Goosefoot			



NAHRUNGSMITTEL (Seite 1)

Code	Allergen (german)	Allergen (english)	Verfügbarkeit		
			in Lösung	Allergenscheibe	biotinyliert
f 001	Eiweiß (Eiklar)	Egg white (albumen)	x	x	x
f 002	Milchweiß	Milk (pasteurised)	x	x	x
f 003	Dorsch (Kabeljau)	Cod	x	x	x
f 004	Weizenmehl	Wheat flour	x	x	x
f 005	Roggenmehl	Rye meal	x	x	x
f 006	Gerstenmehl	Barley meal	x	x	x
f 007	Hafermehl	Oatmeal	x	x	x
f 008	Maismehl	Maize meal	x	x	x
f 009	Reis	Rice	x	x	x
f 010	Sesamschrot	Crushed sesame seed (coarse meal)	x	x	x
f 011	Buchweizenmehl	Buckwheat	x	x	x
f 012	Erbse	Peas	x	x	x
f 013	Erdnuß	Peanuts (Groundnuts)	x	x	x
f 014	Sojabohne	Soya beans	x	x	x
f 015	Bohne, weiße	Beans, white	x	x	x
f 016	Walnuß	Walnuts	x	x	x
f 017	Haselnuß	Hazel nuts	x	x	x
f 018	Paranuß	Brazil nuts	x	x	x
f 019	Eßkastanie	Sweet chestnuts	x	x	x
f 020	Mandel	Almonds	x	x	x
f 021	Hering	Herring	x	x	x
f 022	Forelle	Trout	x	x	x
f 023	Krabbe	Shrimp	x	x	x
f 024	Garnel	Prawn	x	x	x
f 025	Tomate	Tomatoes	x	x	x
f 026	Schwein	Pork	x	x	x
f 027	Rind	Beef	x	x	x
f 028	Eisbergsalat	Iceberg lettuce	x	x	x
f 029	Banane	Bananas	x	x	x
f 030	Birne	Pears	x	x	x
f 031	Karotte	Carrots	x	x	x
f 032	Zitrone	Lemons	x	x	x
f 033	Orange	Oranges	x	x	x
f 034	Mandarine / Clementine	Mandarins / Clementines	x	x	x
f 035	Kartoffel	Potatoes	x	x	x
f 036	Kokosnuß	Coconut	x	x	x
f 037	Miesmuschel	Edible mussel	x	x	x
f 038	Spinat	Spinach	x	x	x
f 039	Heidelbeere / Blaubeere	Bilberries (Blueberries)	x	x	x
f 040	Thunfisch	Tuna	x	x	x
f 041	Lachs	Salmon	x	x	x
f 042	Endiviensalat	Endives	x	x	x
f 043	Backhilfsmittel	Baking aids	x	x	x
f 044	Erdbeere	Strawberries	x	x	x
f 045	Roquefort	Roquefort	x	x	x
f 046	Paprika (grün)	Paprika (green)	x	x	x
f 047	Knoblauch	Garlic (fresh)	x	x	x
f 048	Zwiebel	Onions	x	x	x
f 049	Apfel, grün	Apples (green)	x	x	x
f 050	Weintraube	Grapes	x	x	x
f 051	Sojaschrot	Crushed soya (coarse meal)	x	x	x
f 052	Schokolade	Chocolate	x	x	x
f 053	Pfirsich	Peaches	x	x	x
f 054	Gelatine, Rinder-	Gelatin beef	x	x	x
f 055	Aal	Eel	x	x	x
f 056	Rotbarsch	Redfish	x	x	x
f 057	Ente	Duck	x	x	x
f 058	Gans	Goose	x	x	x
f 059	Grieß	Semolina	x	x	x
f 060	Grünkern	Melon, honeydew	x	x	x
f 061	Melone, Honig-	Cauliflower (boiled)	x	x	x
f 062	Blumenkohl	Beef (boiled)	x	x	x
f 064	Kresse	Cress	x	x	x
f 065	Linse	Lentils	x	x	x
f 066	Porree (Lauch)	Leek	x	x	x
f 067	Ovalbumin	Ovalbumin	x	x	x
f 068	Ovomucoid	Ovomucoid	x	x	x
f 069	Joghurt	Yoghurt	x	x	x
f 070	Schweizer Käse	Swiss cheese	x	x	x



NAHRUNGSMITTEL (Seite 2)

Code	Allergen (german)	Allergen (english)	Verfügbarkeit		
			in Lösung	Allergenscheibe	biotinyliert
f 071	Languste	Crayfish	x	x	x
f 072	Ananas	Pineapple	x	x	x
f 073	Kirsche	Cherries	x	x	x
f 074	Carageen	Carrageenan	x	x	x
f 075	Eigelb	Egg yolk	x	x	x
f 076	Alpha-Lactalbumin	alpha-Lactalbumin	x	x	x
f 077	Beta-Lactoglobulin	beta-Lactoglobulin	x	x	x
f 078	Casein	Casein	x	x	x
f 079	Gluten (Gliadin)	Gluten (= gliadin)	x	x	x
f 080	Hummer	Lobster	x	x	x
f 081	Cheddar-Käse	Cheddar cheese	x	x	x
f 082	Schimmelkäse	Blue cheese	x	x	x
f 083	Huhn	Chicken	x	x	x
f 084	Kiwi	Kiwifruit	x	x	x
f 085	Sellerie	Celery	x	x	x
f 086	Petersilie	Parsley	x	x	x
f 087	Melone, Wasser-	Melon, water	x	x	x
f 088	Lamm / Hammel	Mutton / Lamb	x	x	x
f 089	Senf	Mustard	x	x	x
f 090	Malz	Malt	x	x	x
f 091	Mango	Mango	x	x	x
f 092	Grapefruit	Grapefruit	x	x	x
f 093	Kohl	Cabbage	x	x	x
f 094	Camembert	Camembert	x	x	x
f 095	Kaffee	Coffee	x	x	x
f 096	Tee, Kamillen-	Camomile Tea	x	x	x
f 097	Kakao	Cacao	x	x	x
f 098	Leinsamen	Crushed linseed (coarse meal)	x	x	x
f 099	Tee, schwarzer	Black Tea	x	x	x
f 100	Kopfsalat	Lettuce	x	x	x
f 101	Gelatine, Schweine-	Gelatine (pig)	x	x	x
f 102	Kohlrabi	Kohlrabi	x	x	x
f 103	Pekannuß	Pecan nuts	x	x	x
f 104	Casein-Hydrolysat	Casein hydrolysate	x	x	x
f 105	Kartoffelstärke	Potato starch	x	x	x
f 106	Molke-Hydrolysat	Whey hydrosylate	x	x	x
f 107	Pektin	Pectin	x	x	x
f 108	Rosenkohl	Brussels sprouts	x	x	x
f 109	Kokosflocken	Desiccated coconut	x	x	x
f 110	Krebs	Crab	x	x	x
f 111	Sago	Sago	x	x	x
f 112	Soya-Hydrolysat	Soya hydrolysate	x	x	x
f 113	Tapiokastärke	Tapioca starch	x	x	x
f 114	Sonnenblumenkerne	Sunflower kernel	x	x	x
f 115	Weinbergschnecke	Snail	x	x	x
f 116	Milch (roh)	Milk (raw = untreated)	x	x	x
f 117	Kartoffelmehl	Potato flour	x	x	x
f 119	Karpfen	Carp	x	x	x
f 121	Maisgemüse	Sweetcorn	x	x	x
f 122	Olive, schwarze	Olives, black	x	x	x
f 125	Tee, Pfefferminz-	Mint tea	x	x	x
f 126	Pfefferminzkraut	Peppermint herb	x	x	x
f 127	Champignon	Mushrooms	x	x	x
f 128	Mohn	Poppy	x	x	x
f 130	Truthahn / Pute	Turkey	x	x	x
f 131	Avocado	Avocados	x	x	x
f 132	Bohne, grüne	Beans, green	x	x	x
f 133	Gurke	Cucumber	x	x	x
f 134	Broccoli	Broccoli	x	x	x
f 136	Rote Beete	Red beetroot	x	x	x
f 137	Spargel	Asparagus	x	x	x
f 140	Hirse	Millet	x	x	x
f 141	Dill	Dill (fresh)	x	x	x
f 142	Schwarzwurzel	Salsify (Vipers grass)	x	x	x
f 144	Pistazie	Pistachio nuts	x	x	x
f 145	Feige	Figs	x	x	x
f 147	Tee, Hibiskus-	Hibiscus tea	x	x	x
f 148	Pflaume	Plums	x	x	x
f 150	Edamer	Edam	x	x	x



NAHRUNGSMITTEL (Seite 3)

Code	Allergen (german)	Allergen (english)	Verfügbarkeit		
			in Lösung	Allergenscheibe	biotinyliert
f 151	Zucchini	Courgettes	x	x	x
f 152	Aprikose	Apricots	x	x	x
f 153	Weizenkleie	Wheat bran	x	x	x
f 154	Johanneskernmehl	John Bean Gum	x	x	x
f 155	Vanille	Vanilla	x	x	x
f 156	Himbeere	Raspberries	x	x	x
f 158	Cashewnuß	Cashew nuts	x	x	x
f 159	Kichererbse	Chick peas	x	x	x
f 160	Sardine	Sardines	x	x	x
f 161	Tintenf. atlant.	Cuttle-fish	x	x	x
f 162	Seezunge	Sole	x	x	x
f 163	Hecht	Pike	x	x	x
f 164	Schwertfisch	Swordfish	x	x	x
f 165	Kalb	Veal	x	x	x
f 166	Fenchel	Fennel	x	x	x
f 167	Kaninchen	Rabbit	x	x	x
f 168	Milchpulver	Milk powder	x	x	x
f 169	Milch (gekocht)	Milk (boiled / UHT)	x	x	x
f 170	Nektarine	Nectarines	x	x	x
f 171	Johannisbeere	Blackcurrants and redcurrants	x	x	x
f 172	Artischoke	Artichokes	x	x	x
f 173	Knurrhahn	Gurnard	x	x	x
f 174	Makrele	Mackerel	x	x	x
f 175	Brombeere	Blackberries	x	x	x
f 176	Aubergine	Aubergine	x	x	x
f 177	Auster	Oyster	x	x	x
f 178	Schellfisch	Shell fish	x	x	x
f 179	Papaya	Papaya	x	x	x
f 181	Hai	Shark	x	x	x
f 182	Preiselbeere	Cranberries	x	x	x
f 183	Dinkel	German wheat	x	x	x
f 184	Pferd (Fleisch)	Horse	x	x	x
f 185	Rotkohl	Red cabbage	x	x	x
f 186	Scholle	Plaice	x	x	x
f 189	Roggenkleie	Rye bran	x	x	x
f 190	Gerstenkleie	Barley bran	x	x	x
f 191	Kürbis	Pumpkin	x	x	x
f 192	Wachtel	Quail	x	x	x
f 193	Sauerkraut	Sauerkraut	x	x	x
f 194	Pepperoni	Chillies	x	x	x
f 196	Heilbutt	Halibut	x	x	x
f 197	Pinienkeme	Pine nuts	x	x	x
f 198	Gouda	Gouda	x	x	x
f 199	Rosine	Raisins	x	x	x
f 200	Steinpilz	Boletus edulis	x	x	x
f 201	Pfifferling	Chanterelle	x	x	x
f 202	Schafskäse	Sheep's milk cheese	x	x	x
f 203	Granatapfel	Pomegranate	x	x	x
f 204	Passionsfrucht	Passion fruit	x	x	x
f 205	Ziegenkäse	Goat's milk cheese	x	x	x
f 206	Bohne, rote, Kitney-	Kidney beans, red	x	x	x
f 207	Tee, Fenchel-	Fennel tea	x	x	x
f 208	Chinakohl	Chinese cabbage	x	x	x
f 209	Tee, Salbei-	Sage tea	x	x	x
f 210	Weizenschrot	Crushed wheat (coarse meal)	x	x	x
f 213	Rhabarber	Rhubarb	x	x	x
f 214	Radieschen	Red radishes	x	x	x
f 215	Maisstärke	Cornstarch	x	x	x
f 216	Agar-Agar	Agar-agar	x	x	x
f 217	Soyaeiweiß	Soya protein	x	x	x
f 218	Lecithin	Lecithin	x	x	x
f 219	Ziegenmilch	Goat's milk	x	x	x
f 220	Sardelle	Anchovy	x	x	x
f 221	Bambussprosse	Bamboo shoots	x	x	x
f 222	Kürbiskerne	Pumpkin seeds	x	x	x
f 224	Runkelrübe	Mangel	x	x	x
f 227	Reh	Deer	x	x	x
f 228	Wildschwein	Wild boar	x	x	x
f 230	Kaviar (Seehasenrogen)	Caviar (Lumpsucker roe)	x	x	x



NAHRUNGSMITTEL (Seite 4)

Code	Allergen (german)	Allergen (english)	Verfügbarkeit		
			in Lösung	Allergenscheibe	biotinyliert
f 231	Lychee	Lychees	x	x	x
f 232	Seeteufel	Angler	x	x	x
f 233	Grünkohl	Kale	x	x	x
f 234	Chicoree	Chicory	x	x	x
f 235	Stachelbeere	Gooseberries	x	x	x
f 236	Molke	Whey	x	x	x
f 247	Honig	Honey	x	x	x
f 251	Rettich	Radishes	x	x	x
f 286	Stutenmilch	Mare's milk	x	x	x
f 297	Gummi arabicum	Gum arabic	x	x	x
f 298	Tragant	Tragacanth	x	x	x
f 311	Erythrosin B	Erythrosin B	x	x	x
f 312	Tartrazin	Tartrazin	x	x	x
f 313	Chinolingelb	Quinoline	x	x	x
f 320	Guave	Guava	x	x	x
f 321	Limone	Lime	x	x	x
f 323	Conalbumin	Conalbumin	x	x	x
f 325	Schafsmilch	Sheep's milk	x	x	x
f 330	Tee	Tea	x	x	x
f 334	Meerrettich	Horseradish	x	x	x
f 350	Hase	Hare	x	x	x
f 423	Kakifrukt	Kaki	x	x	x
f 424	Hagebutte	Rose hip	x	x	x
f 470	Dattel	Date	x	x	x

* Allergen gelöst in Stabilisierungspuffer

**Allergen gebunden an chemisch aktivierte Allergenscheibe

Code	Sammelscheiben	Mixes	Code	Sammelscheiben	Mixes
fx 1	Nüsse f13 Erdnuss f17 Haselnuss f20 Mandel f16 Walnuss f18 Paranuss f36 Kokosnuss	Nuts f13 Peanut f17 Hazelnut f20 Almond f16 Walnut f18 Paranut f36 Coconut	fx7	Gemüse 3 f14 Sojabohne f48 Zwiebel f85 Sellerie f127 Champignon	Vegetables 3 f14 Soya bean f48 Onion f85 Celeriac f127 Mushroom
fx 2	Mehle f4 Weizen f5 Roggen f7 Hafer f8 Mais f11 Buchweizen	Flours f4 Wheat f5 Rye f7 Oat f8 Corn f11 Buckwheat	fx8	Fleisch f26 Schwein f27 Rind f88 Hammel / Lamm	Meat f26 Pig f27 Beef f88 Mutton / Lamb
fx3	Fische / Schalentiere f3 Dorsch f24 Garmele f41 Lachs f37 Miesmuschel f40 Thunfisch	Fish / Shellfish f3 Cod f24 Prawn f41 Salmon f37 Edible Mussel f40 Tuna	fx9	Obst 1 f29 Banane f33 Orange f49 Apfel (grün) f53 Pfirsich	Fruit 1 f29 Banana f33 Orange f49 Apple (green) f53 Peach
fx4	Kindernahrung f1 Eiklar f2 Milch f3 Weizenmehl f13 Erdnuss f14 Sojabohne	Baby Food f1 Egg White f2 Milk f4 Wheat f13 Peanut f14 Soya bean	fx10	Obst 2 f30 Birne f32 Zitrone f44 Erdbeere f72 Ananas	Fruit 2 f30 Pear f32 Lemon f44 Strawberry f72 Pineapple
fx5	Gemüse 1 f12 Erbse f31 Karotte f15 Bohne (weiß) f35 Kartoffel	Vegetables 1 f12 Pea f31 Carrot f15 Beans (white) f35 Potato	Fx11	Käsemischung f82 Schimmelkäse f150 Edamer f81 Cheddar f50 Schweizer Käse	Cheese Blend f82 Blue Cheese f150 Edam f81 Cheddar Chesse f50 Swiss Cheese
fx6	Gemüse 2 f25 Tomate f38 Spinat f93 Weißkohl f46 Paprika	Vegetables 2 f25 Tomato f38 Spinach f93 Cabbage f46 Paprika	fx12	Geflügelfleisch f57 Ente f58 Gans f83 Huhn f130 Truthahn / Pute	Poultry f57 Duck f58 Goose f83 Chicken f130 Truthahn



GEWÜRZE

Code	Allergen (german)	Allergen (english)	Verfügbarkeit		
			in Lösung	Allergenscheibe	biotinyliert
s 001	Anis	Anise	x	x	x
s 002	Curry	Curry	x	x	x
s 003	Kümmel	Caraway	x	x	x
s 004	Lorbeerblatt	Bay leaf	x	x	x
s 005	Muskatnuß	Nutmeg	x	x	x
s 006	Paprika (Gewürz)	Paprika	x	x	x
s 007	Pfeffer, schwarzer	Pepper, black	x	x	x
s 008	Zimt	Cinnamon	x	x	x
s 009	Oregano	Oregano	x	x	x
s 010	Basilikum	Basil	x	x	x
s 011	Dill (Gewürz)	Dill	x	x	x
s 012	Schnittlauch	Chives	x	x	x
s 013	Thymian	Thyme	x	x	x
s 014	Majoran	Marjoram	x	x	x
s 015	Chilipfeffer	Chilli pepper	x	x	x
s 016	Nelke (Gewürznelke)	Clove	x	x	x
s 017	Koriander	Coriander	x	x	x
s 018	Salbei	Sage	x	x	x
s 019	Melisse	Balm mint	x	x	x
s 020	Liebstockl	Lovage (Sea parsley)	x	x	x
s 021	Wacholderbeeren	Juniper berries	x	x	x
s 022	Bohnenkraut	Summer savoury	x	x	x
s 023	Kerbel	Chervil	x	x	x
s 024	Rosmarin	Rosemary	x	x	x
s 025	Ingwer	Ginger	x	x	x
s 026	Pfeffer, grüner	Pepper, green	x	x	x
s 027	Estragon	Tarragon	x	x	x
s 028	Kardamon	Cardamom	x	x	x
s 029	Piment	Pimento	x	x	x
s 047	Knoblauch (Gewürz)	Garlic (dried)	x	x	x
s 225	Glutamat	Glutamat	x	x	x

* Allergen gelöst in Stabilisierungspuffer

**Allergen gebunden an chemisch aktivierte Allergenscheibe

Code	Sammelscheiben	Mixes
sx1	Gewürze 1 s1 Anis s2 Curry s3 Kümmel s47 Knoblauch	Spices 1 s1 Anise s2 Curry s3 Caraway s47 Garlic
sx2	Gewürze 2 s4 Lorbeerblatt s6 Paprika s7 Pfeffer (schwarz) s89 Senf	Spices 2 s4 Bay leaf s6 Paprika s7 Pepper (black) s89 Mustard
sx3	Gewürze 3 s5 Muskatnuss s6 Paprika s7 Pfeffer s225 Glutamat	Spices 3 s5 Nutmeg s6 Paprika s7 Pepper s225 Glutamat



SCHIMMELPILZE

Code	Allergen (german)	Allergen (english)	Verfügbarkeit		
			in Lösung	Allergenscheibe	biotinyliert
m 01	Penicillium notatum	Penicillium notatum	x	x	x
m 02	Cladosporium herbarum	Cladosporium herbarum	x	x	x
m 03	Aspergillus fumigatus	Aspergillus fumigatus	x	x	x
m 04	Mucor racemosus	Mucor racemosus	x	x	x
m 05	Candida albicans	Candida albicans	x	x	x
m 06	Alternaria alternata (tenuis)	Alternaria tenuis	x	x	x
m 07	Botrytis cinerea	Botrytis cinerea	x	x	x
m 08	Helminthosporium halodes	Helminthosporium halodes	x	x	x
m 09	Fusarium moniliforme	Fusarium moniliforme	x	x	x
m 10	Stemphylium botryosum	Stemphylium botryosum	x	x	x
m 11	Rhizopus nigricans	Rhizopus nigricans	x	x	x
m 12	Aureobasidi. pullu. (Pullula. pul.)	Aureobasidium pullulans	x	x	x
m 13	Phomae betae	Phomae betae	x	x	x
m 14	Epicoccum purpurascens	Epicoccum purpurascens	x	x	x
m 15	Trichoderma viride	Trichoderma viride	x	x	x
m 16	Curvularia lunata	Curvularia lunata	x	x	x
m 17	Cladosporium fulvum	Cladosporium fulvum	x	x	x
m 18	Fusarium culmorum	Fusarium culmorum	x	x	x
m 19	Aspergillus versicolor	Aspergillus versicolor	x	x	x
m 20	Mucor mucedo	Mucor mucedo	x	x	x
m 21	Aspergillus clavatus	Aspergillus clavatus	x	x	x
m 22	Mucor spinosus	Mucor spinosus	x	x	x
m 23	Neurospora sitophila	Neurospora sitophila	x	x	x
m 24	Paecilomyces marquandii	Paecilomyces marquandii	x	x	x
m 25	Penicillium brevicompactum	Penicillium brevicompactum	x	x	x
m 26	Aspergillus candidus	Aspergillus candidus	x	x	x
m 27	Penicillium commune	Penicillium commune	x	x	x
m 28	Penicillium expansum	Penicillium expansum	x	x	x
m 29	Aspergillus repens	Aspergillus repens	x	x	x
m 30	Penicillium roqueforti	Penicillium roqueforti	x	x	x
m 31	Penicillium viridicatum	Penicillium viridicatum	x	x	x
m 32	Cladosporium cladosporioides	Cladosporium cladosporioides	x	x	x
m 33	Aspergillus niger	Aspergillus niger	x	x	x
m 34	Serpula lacrymans	Serpula lacrymans	x	x	x
m 35	Sporobolomyces roseus	Sporobolomyces roseus	x	x	x

* Allergen gelöst in Stabilisierungspuffer

**Allergen gebunden an chemisch aktivierte Allergenscheibe

Code	Sammelscheiben	Mixes	Code	Sammelscheiben	Mixes
mx 1	Schimmelpilze 1 m2 Cladosporium herbarum m6 Alternaria alternata m3 Aspergillus fumigatus m1 Penicillium notatum	Moulds 1 m2 Cladosporium herbarum m6 Alternaria alternata m3 Aspergillus fumigatus m1 Penicillium notatum	mx6	Aspergillen 1 m3 Aspergillus fumigatus m21 Aspergillus clavatus m40 Aspergillus amstelodami m49 Aspergillus nidulans	Aspergillus 1 m3 Aspergillus fumigatus m21 Aspergillus clavatus m40 Aspergillus amstelodami m49 Aspergillus nidulans
mx 2	Schimmelpilze 2 m12 Aureobasidium pullulans m22 Mucor spinosus m23 Neurospora sitophila m11 Rhizopus nigricans	Moulds 2 m12 Aureobasidium pullulans m22 Mucor spinosus m23 Neurospora sitophila m11 Rhizopus nigricans	mx9	Aspergillen 2 m1 Penicillium notatum m2 Cladosporium herbarum m4 Mucor racemosus m5 Candida albicans	Aspergillus 2 m1 Penicillium notatum m2 Cladosporium herbarum m4 Mucor racemosus m5 Candida albicans



TIERALLERGENE (Seite 1)

Code	Allergen (german)	Allergen (english)	Verfügbarkeit		
			in Lösung	Allergenscheibe	biotinyliert
e 001	Katze [Epith./Ha.]	Cat [epithelia/hair]	x	x	x
e 002	Hund [Schuppen]	Dog [dander]	x	x	x
e 003	Pferd [Epith./Ha.]	Horse [epithelia/hair]	x	x	x
e 004	Rind [Epith./Ha.]	Cow [epithelia/hair]	x	x	x
e 005	Hund [Epith./Ha.]	Dog [epithelia/hair]	x	x	x
e 006	Meerschwein [Epith./Ha.]	Guinea pig [epithelia/hair]	x	x	x
e 007	Taube [Kot]	Pigeon [dung]	x	x	x
e 008	Nerz [Fell]	Mink [pelt]	x	x	x
e 009	Kanarienvogel [Federn]	Canary [feathers]	x	x	x
e 010	Papagei [Federn]	Papagei [feathers]	x	x	x
e 011	Taube [Federn]	Pigeon [feathers]	x	x	x
e 012	Hund [Serum]	Dog [serum]	x	x	x
e 013	Taube [Serum]	Pigeon [serum]	x	x	x
e 014	Kanarienvogel [Serum]	Canary [serum]	x	x	x
e 015	Huhn [Serum]	Chicken [serum]	x	x	x
e 016	Papagei [Serum]	Papagei [serum]	x	x	x
e 017	Kamel [Epith./Ha.]	Camel [epithelia/hair]	x	x	x
e 018	Kanarienvogel [Kot]	Canary [dung]	x	x	x
e 019	Gans [Kot]	Goose [dung]	x	x	x
e 020	Huhn [Kot]	Chicken [dung]	x	x	x
e 021	Rind [Serum]	Cow [serum]	x	x	x
e 022	Katze [Serum]	Cat [serum]	x	x	x
e 023	Pferd [Serum]	Horse [serum]	x	x	x
e 050	Zierfink [Federn]	Fancy/ decor. finch [feathers]	x	x	x
e 051	Zierfink [Kot]	Fancy/ decorative finch [dung]	x	x	x
e 052	Hase [Fell]	Hare [epithelia/hair]	x	x	x
e 053	Zierfink [Serum]	Fancy/ decorative finch [serum]	x	x	x
e 070	Gans [Federn]	Goose [feathers]	x	x	x
e 072	Maus [Urin]	Mouse [urine]	x	x	x
e 074	Ratte [Urin]	Rat [urine]	x	x	x
e 075	Ratte [Serum]	Rat [serum]	x	x	x
e 076	Maus [Serum]	Mouse [serum]	x	x	x
e 077	Wellensittich [Kot]	Budgerigar [dung]	x	x	x
e 078	Wellensittich [Federn]	Budgerigar [feathers]	x	x	x
e 079	Wellensittich [Serum]	Budgerigar [serum]	x	x	x
e 081	Schaf [Epith./Ha.]	Sheep [epithelia/hair]	x	x	x
e 082	Kaninchen [Epith./Ha.]	Rabbit [epithelia/hair]	x	x	x
e 083	Schwein [Epith./Ha.]	Pig [epithelia/hair]	x	x	x
e 084	Goldhamster [Epith./Ha.]	Golden hamster [epithelia/hair]	x	x	x
e 085	Huhn [Federn]	Chicken [feathers]	x	x	x
e 086	Ente [Federn]	Duck [feathers]	x	x	x
e 087	Ratte [Epith./Ha.]	Rat [epithelia/hair]	x	x	x
e 088	Maus [Epith./Ha.]	Mouse [epithelia/hair]	x	x	x
e 089	Maus [Kot]	Mouse [dung]	x	x	x
e 090	Ratte [Kot]	Rat [dung]	x	x	x
e 091	Truthahn [Federn]	Turkey [feathers]	x	x	x
e 094	Halsbandsittich [Kot]	Ring-necked parakeet [dung]	x	x	x
e 095	Nymphensittich [Federn]	Cockatiel [feathers]	x	x	x
e 096	Nymphensittich [Kot]	Cockatiel [dung]	x	x	x
e 097	Papagei [Kot]	Papagei [dung]	x	x	x
e 098	Chinchilla [Epith./Ha.]	Chinchilla [epithelia/Hair]	x	x	x
e 099	Halsbandsittich [Federn]	Ring-necked parakeet [feathers]	x	x	x
e 100	Ente [Kot]	Duck [dung]	x	x	x
e 101	Rinderserumalbumin	Bovine serum albumin	x	x	x
e 102	Schwein [Serum]	Pig [serum]	x	x	x
e 103	Wildschwein [Epith./Ha.]	Wild bore [epithelia/hair]	x	x	x
e 104	Beo [Federn]	Hill mynah [feathers]	x	x	x
e 105	Beo [Kot]	Hill mynah [dung]	x	x	x
e 106	Fasan [Federn]	Pheasant [feathers]	x	x	x
e 107	Fasan [Kot]	Pheasant [dung]	x	x	x
e 108	Ente [Serum]	Duck [serum]	x	x	x
e 109	Meerschwein [Kot]	Guinea pig [dung]	x	x	x
e 110	Meerschwein [Serum]	Guinea pig [serum]	x	x	x

* Allergen gelöst in Stabilisierungspuffer

**Allergen gebunden an chemisch aktivierte Allergenscheibe



TIERALLERGENE (Seite 2)

Code	Sammelscheiben	Mixes
ex1	Tierepithelien 1 e1 Katze e5 Hund e3 Pferd e4 Rind	Animal Epithelia 1 e1 Cat e5 Dog e3 Horse e4 Beef
ex2	Tierepithelien 2 e1 Katze e5 Hund e6 Meerschweinchen e84 Goldhamster	Animal Epithelia 2 e1 Cat e5 Dog e6 Guinea Pig e84 Golden Hamster
ex3	Tierepithelien 3 e3 Pferd e4 Rind e8 Nerz e81 Schaf e82 Kaninchen	Animal Epithelia 3 e3 Horse e4 Beef e8 Mink e81 Sheep e82 Rabbit
ex4	Bettfedern e86 Ente e70 Gans	Feather Bed e86 Duck e70 Goose
ex5	Nagetiere, Fell e84 Goldhamster e82 Kaninchen e88 Maus e6 Meerschweinchen e87 Ratte	Rodents, Fur e84 Golden Hamster e82 Rabbit e88 Mouse e6 Guinea Pig e7 Rat



MILBEN

Code	Allergen (german)	Allergen (english)	Verfügbarkeit		
			in Lösung	Allergenscheibe	biotinyliert
d 01	Dermatopha. pteronis.	Dermatopha. pteronis.	x	x	x
d 02	Dermatopha. farinae	Dermatopha. farinae	x	x	x
d 03	Euroglyphus maynei	Euroglyphus maynei	x	x	x
d 04	Dermatopha. microceras	Dermatopha. microceras	x	x	x
d 05	Blomia tropicalis	Blomia tropicalis	x	x	x
d 70	Acarus siro, Vorratsmilbe	Acarus siro, Food Mite	x	x	x
d 71	Lepidoglyphus destructor	Lepidoglyphus destructor	x	x	x
d 72	Tyrophagus putrescentiae	Tyrophagus putrescentiae	x	x	x
d 73	Glycyphagus domesticus	Glycyphagus domesticus	x	x	x

* Allergen gelöst in Stabilisierungspuffer

**Allergen gebunden an chemisch aktivierte Allergenscheibe



BERUF & HOBBY

Code	Allergen (deutsch)	Allergen (english)	Verfügbarkeit		
			In Lösung*	Allergenscheibe**	biotinyliert
b 1	Acrylan	Acrylan	x	x	x
b 2	Baumwolle (bearbeitet)	Cotton (processed)	x	x	x
b 3	Baumwolle (unbearbeitet)	Cotton flocks (unprocessed)	x	x	x
b 4	Dreschstaub	Threshing dust	x	x	x
b 5	Flachs	Flax	x	x	x
b 7	Heustaub	Hay dust	x	x	x
b 8	Hopfen	Hops	x	x	x
b 12	Alpha-Amylase	Alpha-amylase (from Barley malt)	x	x	x
b 13	Jute	Jute	x	x	x
b 14	Kapok	Kapok	x	x	x
b 16	Leinen	Linen	x	x	x
b 17	Nylon	Nylon	x	x	x
b 20	Schafwolle (behandelt)	Sheep's wool (treated)	x	x	x
b 21	Schafwolle (unbehandelt)	Sheep's wool (untreated)	x	x	x
b 22	Seide	Silk	x	x	x
b 23	Strohstaub	Straw dust	x	x	x
b 24	Tabakstaub	Tobacco dust	x	x	x
b 25	Terylene	Terylene	x	x	x
b 26	Weizendrusch	Wheat threshings	x	x	x
b 29	Balsa	Balsa	x	x	x
b 30	Kirsche (Holz)	Cherry	x	x	x
b 31	Ahorn	Maple	x	x	x
b 32	Buchenholz	Beech	x	x	x
b 33	Eichenholz	Oak	x	x	x
b 34	Eschenholz	Ash	x	x	x
b 35	Fichte	Spruce	x	x	x
b 36	Kiefernholz	Scots pine	x	x	x
b 37	Limba	Limba	x	x	x
b 38	Makore	Makoré (cherry mahogany)	x	x	x
b 39	Mahagoniholz	Mahogany	x	x	x
b 40	Nußbaum	Walnut tree	x	x	x
b 41	Abachiholz (Obechi)	Obeche (= Wawa)	x	x	x
b 42	Ramin	Ramin	x	x	x
b 43	Zedernholz, rot	Cedar, red	x	x	x
b 44	Tanne	Fir	x	x	x

* Allergen gelöst in Stabilisierungspuffer

**Allergen gebunden an chemisch aktivierte Allergenscheibe

Code	Sammelscheiben	Mixes
bx 2	Naturstoffe b2 Baumwolle b13 Jute b21 Schafwolle b22 Seide (alle unbehandelt)	Natural Products b2 Cotton b13 Jute b21 Sheep's wool b22 Silk (all untreated)
bx 4	Harthölzer b33 Eiche b39 Mahagoni b41 Abachi b42 Ramin	Hardwoods b33 Oak b39 Mahogany b41 Obeche b42 Ramin



INSEKTENGIFTE

Code	Allergen (german)	Allergen (english)	Verfügbarkeit		
			in Lösung	Allergenscheibe	biotinyliert
i 01	Bienengift	Bee venom	x	x	x
i 03	Wespengift	Wasp venom	x	x	x
i 04	Bremse	Horsefly	x	x	x
i 05	Gelbe Hornisse (Dolic. are.)	Yellow hornet (Dolichov. are.)	x	x	x
i 06	Küchenschabe	Cockroach	x	x	x
i 07	Homissengift	Hornet venom	x	x	x
i 08	Hummelgift	Bumblebee venom	x	x	x
i 09	Reismehlkäfer	Rice meal beetle	x	x	x
i 10	Papierwespe	Social wasps	x	x	x
i 11	Phospholipase	Phospholipase A	x	x	x
i 15	Hausfliege	Housefly	x	x	x
i 70	Feuerameise	Ants, fire	x	x	x
i 71	Stechmücke	Gnat (Mosquito)	x	x	x
i 72	Sudanfliege	Sudan fly	x	x	x
i 73	Mückenlarve, rote	Mosquito lava, red	x	x	x
i 74	Wasserfloh	Water flea (crabs)	x	x	x
i 81	Taubenzecke	Pigeon tick (spiders)	x	x	x

* Allergen gelöst in Stabilisierungspuffer

**Allergen gebunden an chemisch aktivierte Allergenscheibe



MEDIKAMENTE (Seite 1)

Code	Allergen (german)	Allergen (english)	Verfügbarkeit		
			in Lösung	Allergenscheibe	biotinyliert
c 001	Penicilloyl G	Penicilloyl G – HSA	x	x	x
c 002	Penicilloyl V	Penicilloyl V – HSA	x	x	x
c 003	Chymopapain	Chymopapain	x	x	x
c 004	Papain	Papain	x	x	x
c 005	Cetirizin	Cetirizin	x	x	x
c 009	Cefaclor	Cefaclor	x	x	x
c 022	Tetanus-IgG (Tetagam)	Tetanus-IgG (Tetagam)	x	x	x
c 048	Acetylcystein	Acetylcysteine – HSA	x	x	x
c 049	Propicillin	Propicillin – HSA	x	x	x
c 050	Ampicillin	Ampicillin – HSA	x	x	x
c 051	Acetylsalicylsäure	Acetylsalicylic acid – HSA	x	x	x
c 052	Pyrazolon	Pyrazolon – HSA	x	x	x
c 053	Alcuronium	Alcuronium – HSA	x	x	x
c 054	Cefalotin	Cefalotin – HSA	x	x	x
c 055	Cephalosporin	Cephalosporin – HSA	x	x	x
c 056	Amoxycillin	Amoxicillin – HSA	x	x	x
c 057	Trimethoprim	Trimethoprim – HSA	x	x	x
c 058	Sulfamethoxazol	Sulfamethoxazole – HSA	x	x	x
c 059	Tetracyclin	Tetracycline – HSA	x	x	x
c 060	Gentamycin	Gentamycin – HSA	x	x	x
c 062	Doxycyclin	Doxycycline – HSA	x	x	x
c 063	Calcitonin	Calcitonin	x	x	x
c 064	Piperacillin	Piperacillin – HSA	x	x	x
c 065	Phenylbutazon	Phenylbutazone – HSA	x	x	x
c 066	Streptomycin	Streptomycin – HSA	x	x	x
c 067	Cloxacillin	Cloxacillin – HSA	x	x	x
c 068	Articain	Articaine – HSA	x	x	x
c 070	Insulin, Schweine	Insulin, pig	x	x	x
c 071	Insulin, Rinder	Insulin, bovine	x	x	x
c 073	Insulin, Human	Insulin, human	x	x	x
c 074	ACTH	ACTH	x	x	x
c 075	Bromelain	Bromelains	x	x	x
c 077	Piroxicam	Piroxicam – HSA	x	x	x
c 078	Ibuprofen	Ibuprofen – HSA	x	x	x
c 079	Diclofenac	Diclofenac – HSA	x	x	x
c 080	Tetanus-Toxoid (Tetanol)	Tetanus-Toxoid (Tetanol)	x	x	x
c 081	Xylocain	Xylocain – HSA	x	x	x
c 082	Lidocain	Lidocaine – HSA	x	x	x
c 083	Procain	Procaine – HSA	x	x	x
c 085	Paracetamol	Paracetamol – HSA	x	x	x
c 086	Benzocain	Benzocaine – HSA	x	x	x
c 088	Mepivacain	Mepivacaine	x	x	x
c 089	Bupivacain	Bupivacaine	x	x	x
c 090	Propiphenazon	Propiphenazone – HSA	x	x	x
c 091	Metamizol	Metamizole – HSA	x	x	x
c 093	Indometacin	Indometacin – HSA	x	x	x
c 094	Tobramycin	Tobramycin – HSA	x	x	x
c 095	Neomycin	Neomycin – HSA	x	x	x
c 096	Ambroxol	Ambroxol – HSA	x	x	x
c 097	Bromhexin	Bromhexine – HSA	x	x	x
c 098	Codein	Codeine	x	x	x
c 099	L-Thyroxin	L-Thyroxine – HSA	x	x	x
c 100	Prilocain	Prilocaine – HSA	x	x	x
c 101	Phenobarbital	Phenobarbital – HSA	x	x	x
c 102	Thiopental	Thiopental – HSA	x	x	x
c 103	Isoprenalin / Orciprenalin	Isoprenaline / Orciprenaline –HSA	x	x	x
c 104	Clindamycin	Clindamycin – HSA	x	x	x
c 106	Vitamin B1	Vitamin B1 – HSA	x	x	x
c 107	Captopril	Captopril – HSA	x	x	x
c 108	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin – HSA	x	x	x
c 109	Vitamin B6	Vitamin B6 – HSA	x	x	x
c 110	Naproxen	Naproxen – HSA	x	x	x
c 111	Phenacetin	Phenacetin – HSA	x	x	x
c 113	Tyramin	Tyramine – HSA	x	x	x
c 114	Tryptophan	Tryptophan – HSA	x	x	x
c 115	Lincomycin	Lincomycin – HSA	x	x	x
c 204	Goldchlorid	Gold chloride – HSA	x	x	x
c 210	Furosemid	Furosemide – HSA	x	x	x
c 211	Erythromycin	Erythromycin – HSA	x	x	x
c 213	Sulfonamide	Sulphonamide – HSA	x	x	x
c 214	Cimetidin	Cimetidine – HSA	x	x	x



MEDIKAMENTE (Seite 2)

* Allergen gelöst in Stabilisierungspuffer

**Allergen gebunden an chemisch aktivierte Allergenscheibe

Allergene sind über Humanes Serum Albumin (HSA) an die Festphase gebunden (Abb. 1)




Fig. 1: Allergenkopplung über HSA an chemisch aktivierte Allergenscheibe



METALLE & CHEMIKALIEN

Code	Allergen (german)	Allergen (english)	Verfügbarkeit		
			in Lösung	Allergenscheibe	biotinyliert
k 001	Aluminum	Aluminium (Al)	x	x	x
k 002	Blei	Lead (Pb)	x	x	x
k 012	Zinn	Tin (Sn)	x	x	x
k 013	Zink	Zinc (Zn)	x	x	x
k 014	Wolfram	Tungsten (W)	x	x	x
k 015	Titan	Titanium (Ti)	x	x	x
k 040	Nickel	Nickel (Ni)	x	x	x
k 041	Chrom	Chromium (Cr)	x	x	x
k 042	Quecksilber	Mercury (Hg)	x	x	x
k 043	Gold	Gold (Au)	x	x	x
k 044	Kupfer	Copper (Cu)	x	x	x
k 045	Platin	Platinum (Pt)	x	x	x
k 046	Kobalt	Cobalt (Co)	x	x	x
k 047	Silber	Silver (Ag)	x	x	x
k 048	Palladium	Palladium (Pd)	x	x	x
k 070	Kaffeebohne, grüne	Coffee beans, green	x	x	x
k 071	Rhizinusbohne	Rhizinus beans	x	x	x
k 072	Isphagula	Ispaghul - Plantago ovata	x	x	x
k 073	Wildseide	Wild silk	x	x	x
k 074	Rohseide	Raw silk	x	x	x
k 075	Isocyanat TDI	Isocyanate TDI	x	x	x
k 076	Isocyanat MDI	Isocyanate MDI	x	x	x
k 077	Isocyanat HDI	Isocyanate HDI	x	x	x
k 078	Ethylenoxid	Ethylene oxide	x	x	x
k 079	Phthalsäure-Anhydrit	Phthalic acid anhydrite	x	x	x
k 080	Formaldehyd	Formaldehyde	x	x	x
k 081	Ficus spp.	Ficus spp.	x	x	x
k 082	Latex	Latex	x	x	x
k 083	Guarkernmehl	Guar bean meal	x	x	x
k 084	Sonnenblumensamen	Sunflower seeds	x	x	x
k 085	Chloramin T	Chloramine T	x	x	x
k 086	Trimellitsäure-Anhydrit	Trimellitic acid anhydrite	x	x	x
k 087	Phenylendiamin	Phenylenediamine	x	x	x
k 088	Amyloglucosidase	Amyloglucosidase	x	x	x
k 089	Cellulase	Hemicellulase	x	x	x

* Allergen gelöst in Stabilisierungspuffer

**Allergen gebunden an chemisch aktivierte Allergenscheibe

Allergene sind über Humanes Serum Albumin (HSA) an die Festphase gebunden (Abb. 1)




Fig.1: Allergenkopplung über HSA an chemisch aktivierte Allergenscheibe



PARASITEN & BAKTERIEN

Code	Allergen (german)	Allergen (english)	in Lösung	Verfügbarkeit	
				Allergenscheibe	biotinyliert
p 01	Ascaris spp.	Ascaris spp.	x	x	x
p 02	Echinococcus spp.	Echinococcus spp.	x	x	x
a 02	Escherichia coli	Escherichia coli	x	x	x
a 03	Haemophilus influenzae	Haemophilus influenzae	x	x	x
a 04	Klebsiella pneumoniae	Klebsiella pneumoniae	x	x	x
a 53	Micromonospora chalybeata	Micromonospora chalybeata	x	x	x
a 54	Micromonospora melanosporea	Micromonospora melanosporea	x	x	x
a 55	Micromonospora spp.	Micromonospora spp.	x	x	x
a 51	Micropolyspora faeni	Micropolyspora faeni	x	x	x
a 05	Moraxella catarrhalis	Moraxella catarrhalis	x	x	x
a 64	Saccharomonospora viridis	Saccharomonospora viridis	x	x	x
a 65	Saccharopolyspora rectivirgula	Saccharopolyspora rectivirgula	x	x	x
p 03	Schistosoma spp.	Schistosoma spp.	x	x	x
a 08	Staphylococcus albus	Staphylococcus albus	x	x	x
a 07	Staphylococcus aureus	Staphylococcus aureus	x	x	x
a 76	Streptococcus viridans	Streptococcus viridans	x	x	x
a 68	Streptomyces albus	Streptomyces albus	x	x	x
a 69	Streptomyces violaceus	Streptomyces violaceus	x	x	x
a 71	Thermoactinomyces dichotomicus	Thermoactinomyces dichotomicus	x	x	x
a 74	Thermoactinomyces candidus	Thermoactinomyces candidus	x	x	x
a 72	Thermoactinomyces sacchari	Thermoactinomyces sacchari	x	x	x
a 73	Thermoactinomyces viridis	Thermoactinomyces viridis	x	x	x
a 70	Thermoactinomyces vulgaris	Thermoactinomyces vulgaris	x	x	x
a 75	Thermopolyspora polyspora	Thermopolyspora polyspora	x	x	x

* Allergen gelöst in Stabilisierungspuffer

**Allergen gebunden an chemisch aktivierte Allergenscheibe



REKOMBINANTE ALLERGENE

auf Anfrage

